

Teknik Özellikler

Adı: Boyun Masaj Aleti
Model No.: SF-01601B7 Ağırlığı: 630g
Güç: 100-240V AC 50/60Hz 0.2A alet tarafından 6V DC 800mA' çevrilmektedir
Kontrol eden CR2032 Düğme PİL 3V DC
Elektrikli Darbe Frekansı: 1-1000Hz
Elektrikli Darbe Genişliği: 20-400 s
Elektrikli Darbe Dalgası: Kare Dalga Hediye Kutu Ölçüsü: 248X231X77mm
Isıtma Sıcaklığı: +40°~+48° (25° derece ısı altında)

Technical Specifications

Adı: Neck Massager
Type.: SF-01601B7 Weight: 630g
Power: Instrument100-240V AC 50/60Hz 0.2A converted into 6V DC 800mA' çevrilmektedir
controller CR2032 Button Battery 3V DC
Electric Impulse Frequency: 1-1000Hz
Widht of Electric Impulse: 20-400 s
Wave of electric Impulse: Gift Box Size: 248X231X77mm
Heating Temperature: +40°~+48° (Under the temperature of 25 celcius)



İthalatçı Firma / Importing Company:
Demirhisar Ecza Deposu San. Ve Tic. A.Ş.
Anadolu Hisarı Mah. Göksu Otağtepe Cad.
Onur Sitesi D:3 Beykoz / İSTANBUL-
TÜRKİYE

Tel : +90 (216) 465 61 00

Fax : +90 (216) 465 26 90

E-mail : info@sensi-med.com

www.sensi-med.com

Üretici Firma / Manufacturer:
Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Tel:86-755-33825988 12 line
Fax: 86-755-33825989

Adres: No.25 1st Industry Zone,
Fenghuang Rd, Xikeng village, Henggang
town, Longgang District, Shenzhen, China



SF-01601B7

Ürün Önizleme

Bu boyun masaj terapi sistemi Çin Meridyen inanışlarına göre geliştirilmiştir. Boyun eğrisi ile tasarlanan cihaz düşük frekanslı elektrik terapi, manyetik terapi, infrared terapi ve titreşim masaj terapisinin yüksek yeterlilikteki enerji alanlarının vücudun derin konu ve alanlarına girecek şekilde çevrilmesinin faydalarını benimser. Terapiden maksimum faydayı sağlamak için doğru duruş sağlamak çok önemlidir. Bu masaj kan dolaşımını canlandırarak, ve bölgesel kasları gevşeterek ödem, şişlik, yorgunluk ve ağrı, uyuşukluk, ve baş ağrısının ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Ürün Özellikleri

- Güzellik Bilimi mühendisleri tarafından boyun şekline uyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Uzak kızılötesi ısıtma, elektrik darbesi, titreşim masajı, and manyetik alanlar birleştirilerek yüksek yeterlilikte birleşik enerji alanı oluşturulur.
- Kişisel ihtiyaç ve tercihe göre ısı ayarlamayı kullanın.
- Elektronik darbe için, kişisel ihtiyaç ve tercihe göre 4 farklı manuel terapi şekillerinden oluşan 2 farklı otomatik birleşik terapi modelinden birini kullanın.
- Kişisel ihtiyaç ve tercihe göre 6 farklı titreşim masaj modelinden birini kullanın.
- İçine yerleştirilmiş sağlık mikantısları vücutta akupunktur noktaları yaratır, ve böylece mikro dolaşımı geliştirmek için vücudun Yin & Yang'ını dengeleyecek..
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekranı olan uzaktan kumadıyla kolayca çalıştırabilirsiniz.
- Daha konforlu bir kullanım için boyun eğrinize göre elektrodları kolayca ayarlayabileceğiniz 3D akıllı uyum teknolojisine sahiptir.



Güç göstergesi

Turuncu ışıklar parlaksa : Çalışır durumda

Yeşil ışıklar yanıp sönüyorsa : Şarj oluyor

Yeşil ışıklar parlaksa : Tamamen şarj olmuş.

Şarj düğmesi
(Şarj edilebilir model)
Güç düğmesi (Normal model)

DC Yuvası

Product Preview

This neck massage therapy system has evolved from Chinese Meridian beliefs. Designed with the neck curve, the device adopts the benefits of low frequency electric therapy, magnetic therapy, far infrared therapy and vibration massage therapy to convert the high proficient energy fields to enter the deep issue fields of the body. it is important to maintain a correct position supplying a scientific platform to receive the maximum benefits from this therapy. This massage will stimulate the blood circulation and relax the regional muscles, eliminating inflammation, swelling, pains and fatigue, numbness, and headaches.

Product Specifications

- Designed by a beauty and scientific engineer, suited for the curve of the neck.
- Far infrared heating, electric impulse, vibration massage and magnetic fields combine to form a high proficient compound energy field.
- Use the temperature settings according to personal need and preference.
- As for electronic impulse, use the 2 different automatic compound therapy modes with 4 different manual therapy modes according to personal need and preference.
- Use the 6 different vibration massage modes according to personal need and preference.
- Embedded health magnets will create accupoints within the body, and thus balance the Yin & Yang of the body to improve micro-circulation.
- Easily operates with remote and backlit LCD screen.
- The electrodes according to your neck curve for more comfortable use. It incorporates the latest 3D intelligent fitting technology to easily adjust



Power indicator



Orange lights bright : Working status


Green lights flash :charging status

Green lights bright : Fully charged status

Charging switch
(Rechargeable type)
Power Switch (Normal type)

DC Interface





Adaptör

İşletim Yöntemleri

Şarj Etme

- Şarj için Adaptör
Adaptörü cihaza ve güç kaynağına takın
- Yeniden şarj edilebilir kaynak (yeniden şarj edilebilir tipler için geçerli), Adaptörü kullanmadığınız zaman, içine yerleştirilmiş yeniden şarj edilebilir piller tarafından çalıştırılabilir.


ÇALIŞTIRMA

- 1). Çalıştırma düğmesini "ON" konumuna getirin.
- 2). Demir ve boyunluğu iyice nemlendirmek için lütfen ıslak havlu kullanın.
Terleri temizlemek için boyunluğu ıslak bezle silin. Sonra cihazı boynunuza uygunca yerleştirin.
- 3). Çalıştırmak için "⏻" düğmesine basınız. Çalıştığını anlamak için ses ve ışığına bakın. Kumanda göstergesindeki LCD otomatik konuma girdiğinde şunları gösterir. (Yüksek ısı, Çok fonksiyonlu titreşim, ilk titreşim masajını, 15 dakika zamanlamanın açık olduğunu)

Bitirmek için basitçe "⏻" düğmesine basın.

Kumanda ve masaj aleti senkronize olduğunda tek bir ses duyulacaktır.

- 4). Aşağıdaki düğmeleri kullanarak:
"Λ" düğmesini seçerek yukarı doğru, "V" düğmesini seçerek aşağı doğru konumları aşağı doğru arayabilirsiniz.
- 5). Aşağıdaki düğmeleri kullanarak:
"<" düğmesi azaltmak için ">" düğmesi artırmak için
- 6). Konumların değiştirilmesi.
"Λ" & "V" düğmeleriyle "⏻" seçin, sonra < yada > düğmelerine aşağıda sıralanan altı farklı konum için basın: 1-AUTO KONUMU aşağıdakilerden hepsini içermektedir:
titreşim & ısıtma, ısıtma & elektrikli darbe, ısıtma, titreşim, elektrikli darbe, oto dolaşım. 2-titreşim & ısıtma, 3-Isıtma & elektrikli darbe, 4-ısıtma, 5-titreşim, 6-elektrikli darbe.
- 7). Çalıştırma yoğunluk ayarı
"Λ" & "V" düğmesiyle "⏻" konumunu seçin, sonra < yada > düğmesine basarak elektrikli darbe çalıştırma yoğunluğunu (16 seviye) yada titreşim yoğunluğunu (3 seviye) değiştirebilirsiniz.
- 8). Isıtma Konumunu değiştirme
"Λ" & "V" düğmeleriyle "⏻" konumunu seçin, sonra < yada > düğmesine basarak ısıyı yüksek (H), düşük (L), veya hiç (O) konumuna ayarlayın.
- 9). Elektrikli Darbe Konumu
"Λ" & "V" düğmeleriyle "⏻" konumunu seçin, sonra < yada > düğmesine basarak 6 darbe konumundan birini seçin.
- 10). Titreşim Konumları
"Λ" & "V" düğmeleriyle "⏻" konumunu seçin, sonra < yada > düğmesine basarak oto titreşim masaj konumu, sadece titreşim, yoğunurma, vurma, basma & yuvarlama da dahil 6 titreşim konumundan birini seçin.
- 11). Zamanlamayı Çalıştırma
"Λ" & "V" düğmeleriyle "⏻" konumunu seçin sonra , sonra < yada > düğmesine basarak 5'er dakika aralıklı 5'ten 30 dakikaya kadar ayarlayabilirsiniz.
- 12). Yeniden Şarj edilebilir PİL
Lütfen güç en düşüktükten şarj edin. Sadece "ON/CHARGE" düğmesini "CHARGE" durumuna getirin, göstergedeki ışık yeşil yanıp sönmeye başlayacak, yanıp sönmeye durunca ışık sürekli yeşil haline gelince, gücün tamamen şarj olduğu anlamına gelir. Tamamen şarj etmek yaklaşık 3-4 saat sürecektir.
- 13). Bu boyun masajını günde iki defa 15 dakika titreşim ve elektrikli darbe ve 15 dakika ısıtma kullanmanız tavsiye edilir.



Adaptor

Operation Methods

Operation for charging

- Adaptor for charging Plug the adaptor into the unit and into the power supply
- Supply (applicable for type), When not using Rechargeablerechargeable the adaptor, it could be operated with the embedded rechargeable batteries.

TO OPERATE

- 1). Set the operation switch to the "ON" position.
- 2). Please use a wet towel to make the neck piece and iron barely moist. Wipe neck clean from perspiration. Then adhere the instrument to the neck.
- 3). Press the "⏻" button to begin operation. Note the buzz and light indicating start-up. The LCD on the remote displays status as it enters into automatic mode. (High heat, Multi function vibration, first vibration massage, timer on for 15 minutes) Simply press this "⏻" button again to end use. When the remote and the massager are synchronized, one buzz will be heard.
- 4). Using the following buttons: "Λ" button for choosing modes upward, and "V" button for choosing modes downward.

- 5). Using the following buttons: "<" button for decrease ">" button for increase
- 6). Conversion of modes.
Through "Λ" & "V" button to choose "⏻", then press < or > to choose from six different modes noted as follows: 1-AUTO MODE which includes all of the following: vibration & heating, heating & electric impulse, heating, vibration, electric impulse auto circulate. 2-vibration & heating, 3-heating & electrical impulse, 4-heating, 5-vibration, 6-electrical impulse.
- 7). Intensity Operate Through "Λ" & "V" button to choose the "🔊", then press < or > to convert the intensity of the electrical impulses (16 levels) or the vibration intensity (3 levels).
- 8). Conversion of Heating mode
Through "Λ" & "V" button to choose the "🔥", then press < or > to adjust heat to either high (H), low (L), or none (O).
- 9). Electric Impulse Modes
Through "Λ" & "V" button to choose the "⚡", then press < or > to select from 6 impulse modes.
- 10). Vibration Modes
Through "Λ" & "V" button to choose the "🌀", then press < or > to select from 6 vibration modes including auto vibration massage mode, vibration only, knead, beating, press & rolling.
- 11). Operation of Timer
Through "Λ" & "V" button to choose the "🕒", then press < or > to adjust the timer from 5 to 30 minutes with 5 minute intervals.
- 12). Rechargeable Battery
Please charge it when the power is low. Just switch the "ON/CHARGE" button to "CHARGE", and the indicator will be in green and flashing, when it stops flashing and keep in green, it means power has been fully recharged. It takes about 3-4 hours to make it be fully charged.
- 13). It is recommended to use this neck massager twice per day for 15 minutes of vibration and electrical impulse massaging and 15 minutes with heat.

UYARILAR

1. KALP PİLİYLE kullanılamaz.
2. Mikrodalga fırın veya diğer kızılötesi ışın üreten aletlerin yakınında kullanmayın.
3. Hamile kadınlar ve kalp hastaları kullanmadan önce doktorlarına danışmalılar.
4. Uyurken veya duş alırken kullanmayın.
5. Çocuklar tarafından yada iletişim engelliler tarafından kullanılamaz.
6. Deri hassasiyeti veya ısıya karşı hassasiyeti olanlar tarafından kullanılamaz.
7. Çalıştırma konumlarını kullanım halindeyken ayarlamayın. Kapatın ve yeniden başlatın.
8. Basınç yoğunluğunun artırılması, veya gücün artırılması veya ısının artırılması daha faydalı bir terapi etkisini sağlamaz.
9. Aleti hiç bir şekilde sökmeyiniz, ve suya daldırmayın veya aleti temizlemek için doğrudan su kullanmayınız

Temizleme & Bakım

1. Temizlemek için yumuşak ve oldukça nemli bir havlu kullanın.
2. Kuru ve iyi havalandırılmış bir yerde koruyun.
3. Doğrudan güneş alan bir yerde veya oldukça sıcak ve nemli yerlerde tutmayın.

WARNINGS

1. Cannot be used with a PACEMAKER.
2. Do not use near microwave oven or other infrared emitting instruments.
3. Pregnant women and cardiovascular patients should consult a doctor before use.
4. Do not use when sleeping or showering.
5. Not for use by children or those who cannot communicate.
6. Not for use by those who have either a skin sensitive or heat sensitive condition.
7. Do not adjust modes of operation while in use. Turn it off and then restart.
8. An increased intensity of pressure or power or heat does not result in a more beneficial therapeutic effect.
9. Do not dismantle the instrument in any way, and do not submerge in water or use water directly on instrument to clean.

Cleaning & Maintaining

1. Use a soft barely damp towel to clean.
2. Store in a dry, well ventilated place.
3. Do not store in direct sunlight, or in an extremely hot humid place.

LÜTFEN NOT EDİN

1. İlk başlangıçta, üstteki resimde görüldüğü gibi kumanda üzerindeki kızılötesi ışık yayma penceresini ve ana ünitedeki kızılötesi ışık alan pencereyi doğrudan birbirine karşılıklı tutun. Bu pozisyon uzaktan kumandanın çalışması için gereklidir. Uzaktan kumandanın her geçerli çalışması başlarken 'bip' sesi çıkaracaktır.
2. Güç seviyesi düşükse lütfen şarj edin. Sadece "ON/CHARGE" düğmesini "CHARGE" konumuna getirin, ve göstergede yeşil ışık yanıp sönmeye başlayacak, yanıp sönmeye durduğu ve sabit yeşil ışık yanmaya başladığı zaman tamamen şarj oldu demektir. Tam şarj etmek yaklaşık 3-4 saat alacaktır.
3. Eğer ana ünite şarj edildiği zaman, ve üniteler uygun pozisyonda yerleştirildikleri zaman uzaktan kumanda çalışmazsa, lütfen kumandadaki CR2032 pili değiştirin.

PLEASE NOTE

1. At initial start-up, keep the infrared light emission window on the controller and the infrared light receiving window on the main unit directly opposite of each other, as shown by illustration above. This position is necessary for remote controller to operate. Each valid operation of the remote will 'beep' when starting.
2. Please charge it when the power is low . Just switch the "ON/CHARGE" button to "CHARGE", and the indicator will be in green and flashing, when it stops flashing and keep in green, it means power has been fully recharged. It takes about 3-4 hours to make it be fully charged.
3. If the remote controller does not work when the main unit is charged and units are aligned at the proper position, please replace battery CR2032 in the remote.